

# Gehhilfen XXL

## Vierfußgehhilfe XXL / Gehstock XXL

- Stabile Gehhilfen aus CroMo\*
- Höheneinstellbar
- Ergonomischer Handgriff, beidseitig verwendbar
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Max. Belastbarkeit 270 kg

\* CroMo: Chrom-Molybdän-Stahl. Dieser vergütete Stahl hat eine erhöhte Zugfestigkeit, verbesserte Bruchdehnungseigenschaften und zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht bei außergewöhnlich hoher Belastbarkeit aus.



EUR

Preis inkl. 19% MwSt.