


HMV-Nr.
11.29.05.0044

Olymp

Grad III (EPUAP)

Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III (EPUAP)

- Für Patientengewichte von 20 bis 130 kg (in Liegeposition)
- Keine Kontraindikationen
- Passive Mikroklimaregulierung
- PU-Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 95 °C, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, Reißverschluss



ADL® GmbH
An der Germania Brauerei 1
48159 Münster
Germany
Telefon: +49 (0) 251 149896-0
Telefax: +49 (0) 251 92260688

ADL® GmbH
Produktionsstätte
und Servicecenter
Im Flürchen 1
99334 Amt Wachsenburg
Germany
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: info@adl-gmbh.de
Internet: www.adl-gmbh.de



PU-Vollbezug

Technische Daten

	Olymp Matratze PU	Olymp Matratze PU
Artikelnummer	100 405-PU	100 405-PU-200.100.14
Abmessung in cm	200 x 90 x 14	200 x 100 x 14
Material	Oberschicht: PU-Kaltschaum, Raumgewicht: 40 kg/m ³ , Stauchhärte: 3,0 kPa Unterschicht: PU-Kaltschaum, Raumgewicht: 40 kg/m ³ , Stauchhärte: 3,0 kPa	
Bezug	PU-Vollbezug 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5	
Empfohlenes Patientengewicht	20 - 130 kg (in Liegeposition)	
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III (EPUAP)	